


SCHEDA TECNICA

Codice	Descrizione	
AC 150 B AC 150 R AC 150 V	Clamp stringitubo a forbice – blu rossa verde	CE

Immagine

Dispositivo medico di classe I non sterile certificato ai sensi del Regolamento EU 2017/745 (MDR) secondo allegato II+III.

Fabbricato in Nylon caricato 30% fibra vetro, da utilizzare per la chiusura parziale o totale di tubi in plastica / silicone con durezza compresa tra 60 e 88 ShA, 4 posizioni di chiusura.

Latex free

Non contiene ftalati

Controllo qualità: visivo

Sterilizzabile a: Ossido di etilene; Gamma (fino a 25kGy); Vapore (ciclo a 125° per 20 minuti)

Confezione standard: 800 pezzi sfusi, non sterili, in doppio sacco polietilene e cartone.

Conservazione: Conservare i dispositivi medici in ambienti asciutti e puliti e lontano da fonti di calore dirette.

Temperatura stoccaggio: 0 ° C / 40 ° C (32 ° F / 104 ° F)

Self life del prodotto: 7 anni

Attenzione: L'esposizione di questo articolo a materiali, prodotti chimici, modalità di sterilizzazione o temperature al di fuori delle specifiche, possono causare cambiamenti nel materiale del prodotto.

Se l'utilizzo è diverso, è l'acquirente il solo responsabile per la scelta, l'adeguatezza e l'uso di questo prodotto.

Registrazione: Codice AC 150-CND V9099-GMDN 40589-N° Pubblicazione RDM 2206064