

FICHE TECHNIQUE

Code


Description

AC 155 B
AC 155 V

Clamp multifonctions – bleu ou vert

CE

Image



Dispositif médical de classe I non stérile certifié conformément au Règlement UE 2017/745 (MDR) selon l'annexe II+III.

Fabriqué en Nylon renforcé à 30% de fibre de verre.

Dispositivo que se utiliza para sujetar gasas y tampones durante las operaciones generales de vendaje.

Utilisable aussi pour arrêter les chiffons.

5 positions de clôture

Exempt de latex

Ne contient pas des phtalates

Contrôle qualité: visuel

Stérilisable par: Oxyde d'Éthylène; Rayond Gamma (jusqu'à 25kGy); Vapeur (cycle à 125° de 20 minutes)

Emballage standard: 600 pièces en vrac, non stériles, dans un double sac en polyéthylène et un carton.

Conservation: Conserver les dispositifs médicaux dans un endroit sec et propre, loin de toute source de chaleur directe.

Température de stockage: 0 ° C / 40 ° C (32 ° F / 104 ° F)

Durée de vie de produit: 7 ans

Attention: L'exposition du présent article à des matières, des produits chimiques, des méthodes de stérilisation ou des températures non conformes aux spécifications, peut altérer le matériau qui le compose.

En cas d'utilisation du produit autre que celle qui est indiquée, l'acheteur assume l'entière responsabilité de ses choix et de leur adéquation.

Enregistrement: Code AC 155-CND V9099-GMDN 40589-N° Publication RDM 2205984