

**SCHEDA TECNICA**

**Codice**



**Descrizione**

**AC 155 B**  
**AC 155 V**

**Clamp polifunzione a forbice – blu o verde**



**Immagine**



**Dispositivo medico di classe I non sterile certificato ai sensi del Regolamento EU 2017/745 (MDR) secondo allegato II+III.**

Fabbricato in Nylon caricato 30% fibra vetro.

Dispositivo da utilizzare per afferrare garze e tamponi durante operazioni di medicazione generica.

Utilizzabile anche come fermateli. 5 posizioni di chiusura.

Latex free

Non contiene ftalati

**Controllo qualità:** visivo

**Sterilizzabile a:** Ossido di etilene; Gamma (fini a 25kGy); Vapore (ciclo a 125° per 20 minuti)

**Confezione standard:** 600 pezzi sfusi, non sterili, in doppio sacco polietilene e cartone.

**Conservazione:** Conservare i dispositivi medici in ambienti asciutti e puliti e lontano da fonti di calore dirette.

**Temperatura stoccaggio:** 0 ° C / 40 ° C ( 32 ° F / 104 ° F )

**Self life del prodotto:** 7 anni

**Attenzione:** L'esposizione di questo articolo a materiali, prodotti chimici, modalità di sterilizzazione o temperature al di fuori delle specifiche, possono causare cambiamenti nel materiale del prodotto.

Se l'utilizzo è diverso, è l'acquirente il solo responsabile per la scelta, l'adeguatezza e l'uso di questo prodotto.

**Registrazione:** Codice AC 155-CND V9099-GMDN 47570-N° Pubblicazione RDM 2205984