


**DATENBLATT**

Code	Beschreibung	
AC 165 V AC 165 B AC 165 CO	Shuntklemme - grün oder blau	CE

**Gestalt**



**Nicht steriles medizinisches Gerät der Klasse I zertifiziert nach EU-Verordnung 2017/745 (MDR) gemäß Anhang II+III.**

Hergestellt aus 30 % glasfaserverstärktem Nylon, Aisi 320 Edelstahlfeder nach DIN 17224-1, Belastung von 4,9 kg bei maximaler Öffnung, als Hilfsmittel bei Abrichtprozeduren (Injektionen, Blutabnahme, Hämodialyse, etc ...).

Maximale Öffnung der Klemme: 110 mm

Latex frei

Enthält keine Phthalate

**Qualitätskontrolle:** Sichtkontrolle

**Sterilisierbar** mit: Ethylenoxid; Gamma (bis 25kGy); Dampf (Zyklus bei 125° für 20 Minuten)

**Standardverpackung:** 50 / 100 Stück, nicht steril, im Doppelbehälter aus Polyethylen und Karton, oder Karton mit 25 neutralen Kartons mit 2 Stücke.

**Aufbewahrung:** Medizinprodukte an einem trockenen und sauberen Ort, fernab von einer direkten Wärmequelle aufbewahren.

**Lagertemperatur:** 0 ° C / 40 ° C ( 32 ° F / 104 ° F )

**Produktlebensdauer:** 7 Jahre

**Achtung:** Die Exposition dieses Produkts gegenüber Materialien, Chemikalien, Sterilisationsverfahren oder Lagertemperaturen außerhalb der Spezifikationen kann zu Materialveränderungen im Produkt führen.

Bei abweichender Verwendung ist der Käufer für die Auswahl, Eignung und Verwendung dieses Produktes allein verantwortlich.

**Registrierung:** Code AC 165-CND F9080-GMDN 46604-N° Veröffentlichung RDM 2206043