





FICHA TÉCNICA

Código	Descripción	
AC 165 V AC 165 B AC 165 CO AC 165 B CO	Pinza para compresión de la fístula – verde o azul	

Imagen



Dispositivo médico de clase I no estéril certificado de acuerdo con el Reglamento de la EU 2017/745 (MDR) según el anexo II+III.

Fabricado en Nylon reforzado con un 30% de fibra de vidrio, muelle de acero inoxidable Aisi 320 según DIN 17224-1, carga máxima de 4,9 Kg en apertura máxima. Para ser utilizado como ayuda en procedimientos de vendaje (inyecciones, extracción de sangre, hemodiálisis, etc.) .
Apertura máxima de la pinza: 110 mm.

Sin látex

No contiene ftalatos

Control de calidad: visual

Esterilizable con: Óxido de Etileno; Rayos Gamma (hasta 25kGy); Vapor (ciclo a 125° durante 20 minutos)

Envase estándar: 100 piezas sueltas, no estériles, en doble bolsa de polietileno y cartón o cartón de 25 cajas neutras que contienen 2 piezas.

Conservación: Conservar los productos sanitarios en un ambiente seco y limpio, lejado de fuentes directas de calor.

Temperatura de almacenamiento: 0 ° C / 40 ° C (32 ° F / 104 ° F)

Vida útil del producto: 7 años

Atención: La exposición de este artículo a materiales, productos químicos, modos de esterilización o temperaturas distintos de los especificados puede causar cambios en el material del producto. Si el uso es distinto, el comprador será el único responsable de la elección, adecuación y uso de este producto.

Registro: Código AC 165-CND F 9080-GMDN 46604-N° Publicación RDM 2206043