


FICHE TECHNIQUE

Code	Description	
AC 165 V AC 165 B AC 165 CO	Pince garrot pour fistule – vert ou bleu	CE

Image



Dispositif médical de classe I non stérile certifié conformément au Règlement UE 2017/745 (MDR) selon l'annexe II+III.

Fabriqué en Nylon renforcé à 30 % de fibre de verre, ressort en acier inoxydable Aisi 320 selon DIN 17224-1, charge de 4,9 kg à l'ouverture maximale, à utiliser comme aide pour les procédures de pansement (injections, prélèvement sanguin, hémodialyse, etc.)

Ouverture maximale de la pince: 110 mm.

Exempt de latex

Ne contient pas des phtalates

Contrôle qualité: visuel

Stérilisable par: Oxyde d'Éthylène; Rayond Gamma (jusqu'à 25kGy); Vapeur (cycle à 125° de 20 minutes)

Emballage standard: 100 pièces en vrac, non stériles, dans un double sac en polyéthylène et un carton ou carton de 25 boîtes neutres contenant 2 pièces.

Conservation: Conserver les dispositifs médicaux dans un endroit sec et propre, loin de toute source de chaleur directe.

Température de stockage: 0 ° C / 40 ° C (32 ° F / 104 ° F)

Durée de vie du produit: 7 ans

Attention: L'exposition du présent article à des matières, des produits chimiques, des méthodes de stérilisation ou des températures non conformes aux spécifications, peut altérer le matériau qui le compose. En cas d'utilisation du produit autre que celle qui est indiquée, l'acheteur assume l'entière responsabilité de ses choix et de leur adéquation.

Enregistrement: Code AC 165-CND F9080-GMDN 46604-N° Publication RDM 2206043