





**SCHEDA TECNICA**

Codice	Descrizione	
AC 165 V AC 165 B AC 165 CO AC 165 B CO	Pinza premifistola – verde o blu	

**Immagine**



**Dispositivo medico di classe I non sterile certificato ai sensi del Regolamento EU 2017/745 (MDR) secondo allegato II+III.**

Fabbricato in Nylon caricato 30% fibra vetro, molla in acciaio inox Aisi 320 secondo DIN 17224-1; carico di 4.9 kg in massima apertura.

Da impiegarsi come ausilio per procedure di medicazione (iniezioni, prelievo sangue, emodialisi, ecc...)

Apertura massima della pinza: 110 mm

Latex free

Non contiene ftalati

**Controllo qualità:** visivo

**Sterilizzabile** a: Ossido di etilene; Gamma (fini a 25kGy); Vapore (ciclo a 125° per 20 minuti)

**Confezione** standard: 100 pezzi sfusi, non sterili, in doppio sacco polietilene e cartone oppure cartone da 25 scatoline neutre contenenti 2 pezzi.

**Conservazione:** Conservare i dispositivi medici in ambienti asciutti e puliti e lontano da fonti di calore dirette.

**Temperatura stoccaggio:** 0 ° C / 40 ° C ( 32 ° F / 104 ° F )

**Self life del prodotto:** 7 anni

**Attenzione:** L'esposizione di questo articolo a materiali, prodotti chimici, modalità di sterilizzazione o temperature al di fuori delle specifiche, possono causare cambiamenti nel materiale del prodotto. Se l'utilizzo è diverso, è l'acquirente il solo responsabile per la scelta, l'adeguatezza e l'uso di questo prodotto.

**Registrazione:** Codice AC 165-CND F9080-GMDN 46604-N° Pubblicazione RDM 2206043