


### FIȘĂ TEHNICĂ

Cod	Descriere	
AC 165 V AC 165 B AC 165 CO	Clemă pentru fistule – verde sau albastră	CE

#### Imagine



**Dispozitiv medical nesteril clasa I certificat în conformitate cu Regulamentul UE 2017/745 (MDR) în conformitate cu anexa II+III.**

Fabricat din nailon încărcat cu 30% fibră de sticlă, arc din oțel inoxidabil AISI 320 conform DIN 17224-1; sarcină de 4,9 kg la deschiderea maximă.

A se utiliza ca instrument auxiliar pentru procedurile de pansare (injecții, recoltare de sânge, hemodializă etc.)

Deschiderea maximă a clemei :110 mm

Fără latex

Nu conține ftalați

**Controlul calității:** vizual

**Poate fi sterilizat** cu: Oxid de etilenă; Gamma (până la 25kGy); Abur (ciclu de 125° timp de 20 de minute)

**Ambalaj** standard: 100 de bucăți în vrac, nesterile, în pungă dublă din polietilenă și carton sau carton cu 25 cutii neutre conținând 2 buc.

**Depozitare:** Depozitați dispozitivele medicale în medii uscate și curate, departe de surse de căldură directă.

**Temperatura de depozitare:** 0°C / 40°C ( 32°F / 104°F )

**Termenul de valabilitate al produsului:** 7 ani

**Avertisment:** Expunerea acestui articol la materiale, substanțe chimice, moduri de sterilizare sau temperaturi în afara specificațiilor poate provoca modificări ale materialului produsului.

Dacă utilizarea este diferită de cea indicată, cumpărătorul este singurul responsabil pentru alegerea, caracterul adecvat și utilizarea acestui produs.

**Înregistrare:** Cod AC 165-CND F9080-GMDN 46604-Publicație nr. RDM 427578