




**FICHE TECHNIQUE**

Code	Description	
AC 170 B (113 mm) AC 170 V (113 mm) AC170LV (138 mm)	Pince anatomique – vert ou bleu	CE

**Image**



**Dispositif médical de classe I non stérile certifié conformément au Règlement UE 2017/745 (MDR) selon l'annexe II+III.**

Fabriqué en polypropylène avec 5% de fibre de verre et 20% de talc, à utiliser pour saisir la gaze et les tampons lors des opérations générales de pansement.

Exempt de latex

Ne contient pas des phtalates

**Contrôle qualité:** visuel

**Stérilisable** par: Oxyde d'Éthylène; Rayond Gamma – Bêta (jusqu'à 25kGy)

**Emballage standard:** 1000 pièces en vrac, non stériles, dans un double sac en polyéthylène et un carton.

**Conservation:** Conserver les dispositifs médicaux dans un endroit sec et propre, loin de toute source de chaleur directe.

**Température de stockage:** 0 ° C / 40 ° C ( 32 ° F / 104 ° F )

**Durée de vie du produit:** 7 ans

**Attention:** L'exposition du présent article à des matières, des produits chimiques, des méthodes de stérilisation ou des températures non conformes aux spécifications, peut altérer le matériau qui le compose. En cas d'utilisation du produit autre que celle qui est indiquée, l'acheteur assume l'entière responsabilité de ses choix et de leur adéquation.

**Enregistrement:** Code AC 170-CND V9099-GMDN-N° Publication RDM 2206079