



SCHEMA TECNICA
Codice
Descrizione

 AC 170 V / B / G / W (113 mm.)
 AC 170L V (138 mm.)

Pinza anatomica – verde / blu / gialla / bianca


Immagine


Dispositivo medico di classe I non sterile certificato ai sensi del Regolamento EU 2017/745 (MDR) secondo allegato II+III.

Fabbricato in materiale polipropilene caricato 5% fibra vetro e 20% talco, da utilizzare per afferrare garze e tamponi durante operazioni di medicazione generica.

Latex free

Non contiene ftalati

Controllo qualità: visivo

Sterilizzabile a: Ossido di etilene; Gamma – Beta (fino a 25kGy)

Confezione standard: 1000 pezzi sfusi, non sterili, in doppio sacco polietilene e cartone.

Conservazione: Conservare i dispositivi medici in ambienti asciutti e puliti e lontano da fonti di calore dirette.

Temperatura stoccaggio: 0 ° C / 40 ° C (32 ° F / 104 ° F)

Self life del prodotto: 7 anni

Attenzione: L'esposizione di questo articolo a materiali, prodotti chimici, modalità di sterilizzazione o temperature al di fuori delle specifiche, possono causare cambiamenti nel materiale del prodotto. Se l'utilizzo è diverso, è l'acquirente il solo responsabile per la scelta, l'adeguatezza e l'uso di questo prodotto.

Registrazione: Codice AC 170-CND V9099-GMDN-N° Pubblicazione RDM 2206079