

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Κωδικός


περιγραφή

AC 170 B (113 mm)
AC 170 V (113 mm)
AC170LV (138 mm)

Ανατομική λαβίδα – πράσινη ή μπλε



ΕΙΚΟΝΑ



Μη αποστειρωμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας I πιστοποιημένο δυνάμει του Κανονισμού ΕΕ 2017/745 (MDR) σύμφωνα με το παράρτημα II+III.

Κατασκευάζεται από υλικό προτυλενίου ενισχυμένο με 5% υαλοβάμβακα και 20% τάλκη, χρησιμοποιείται για το πιάσιμο γαζών και τολυπίων κατά τη διάρκεια διαδικασιών γενικής ιατρικής επίδεσης.

Χωρίς λατέξ

Δεν περιέχει φθαλικές ενώσεις

Ποιοτικός έλεγχος: οπτικός

Αποστειρώνεται με: Αιθυλενοξειδίο, ακτίνες γάμμα – βήτα (έως 25kGy)

Τυποποιημένη **συσκευασία:** 1000 τεμάχια χύδην, μη αποστειρωμένα, σε διπλό σάκο πολυαιθυλενίου και χαρτοκιβώτιο.

Φύλαξη: Φυλάξτε τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σε στεγνό και καθαρό χώρο και μακριά από άμεσες πηγές θερμότητας.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 ° C / 40 ° C (32 ° F / 104 ° F)

Διάρκεια ζωής του προϊόντος: 7 χρόνια

Προσοχή: Η έκθεση αυτού του προϊόντος σε υλικά, χημικά προϊόντα, τρόπους αποστείρωσης ή θερμοκρασίες εκτός των προδιαγραφών, μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στο υλικό του προϊόντος. Αν χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό, ο αγοραστής έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή, την καταλληλότητα και τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Καταχώριση: Κωδικός AC 170-CND V9099-GMDN-Αρ. δημοσίευσης RDM 2206079