


KARTA TECHNICZNA

Kod	Opis	
AC 170 B (113 mm) AC 170 V (113 mm) AC 170L V (138 mm)	Pęseta anatomiczna – zielona lub niebieska	CE

Ilustracja



Niesterylny wyrób medyczny klasy I certyfikowany zgodnie z rozporządzeniem UE 2017/745 (MDR) zgodnie z załącznikiem II+III.

Wykonany z materiału polipropylenowego wypełnionego włóknem szklanym 5% i talkiem 20%, do chwytania gazy i wacików podczas wykonywania opatrunków w rozumieniu ogólnym.

Nie zawiera lateksu

Nie zawiera ftalanów

Kontrola jakości: wzrokowa

Możliwość sterylizacji: Tlenkiem etylenu; promieniowaniem gamma – beta (do 25 kGy)

Opakowanie standardowe: 1000 sztuk luzem, niesterylnych, w podwójnym woreczku polietylenowym i kartonie.

Przechowywanie: Wyroby medyczne należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Temperatura przechowywania: 0°C / 40°C (32°F / 104°F)

Okres trwałości produktu: 7 lat

Uwaga: Narażenie tego produktu na działanie materiałów, chemikaliów, metod sterylizacji lub temperatur wykraczających poza specyfikacje może spowodować zmiany w materiale wyrobu. W przypadku innego zastosowania nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór, przydatność i zastosowanie tego wyrobu.

Rejestracja: Kod AC 170-CNDV9099-GMDN-Publikacja nr RDM 2206079