


FICHA TÉCNICA

Código	Descrição	
AC 170 B (113 mm) AC 170 V (113 mm) AC170LV (138 mm)	Pinça anatómica - verde ou azul	CE

Imagem



Dispositivo médico não estéril de Classe I certificado em conformidade com o Regulamento da UE 2017/745 sobre os Dispositivos Médicos (MDR), de acordo com o Anexo II+III.

Em polipropileno, com 5% de fibra de vidro e 20% de talco, para prender gaze e compressas durante as operações de medicação genérica.

Sem látex

Não contém ftalatos

Controlo de qualidade: visual

Esterilizável por: Óxido de etileno; Gama - Beta (até 25kGy)

Embalagem standard: 1000 peças avulsas, não esterilizadas, em saco duplo de polietileno e cartão.

Conservação: Guardar os dispositivos médicos em ambientes secos e limpos, ao abrigo de fontes de calor diretas.

Temperatura de armazenamento: 0 °C / 40 °C (32 °F / 104 °F)

Prazo de validade do produto: 7 anos

Advertência: A exposição deste artigo a materiais, produtos químicos, métodos de esterilização ou temperaturas fora das especificações pode causar alterações no material do produto. Se a utilização for diferente, o comprador é o único responsável pela escolha, adequação e utilização deste produto.

Registo: Código AC 170-CND V9099-GMDN-N.º Publicação RDM 2206079