



DATENBLATT

Code


Beschreibung

AC175LV (138 mm)

Anatomische Kunststoffzange – grün



Gestalt



Nicht steriles medizinisches Gerät der Klasse I zertifiziert nach EU-Verordnung 2017/745 (MDR) gemäß Anhang II+III.

Hergestellt aus Polypropylenmaterial mit 5 % Glasfaser und 20 % Talkum, zum Greifen von Gaze und Tampons bei allgemeinen Verbandsarbeiten.

Latex frei

Enthält keine Phthalate

Qualitätskontrolle: Sichtkontrolle

Sterilisierbar mit: Ethylenoxid; Gamma – Beta (bis 25kGy)

Standardverpackung: 1000 Stück, nicht steril, im Doppelbehälter aus Polyethylen und Karton.

Aufbewahrung: Medizinprodukte an einem trockenen und sauberen Ort, fernab von einer direkten Wärmequelle aufbewahren.

Lagertemperatur: 0 ° C / 40 ° C (32 ° F / 104 ° F)

Produktlebensdauer: 7 Jahre

Achtung: Die Exposition dieses Produkts gegenüber Materialien, Chemikalien, Sterilisationsverfahren oder Lagertemperaturen außerhalb der Spezifikationen kann zu Materialveränderungen im Produkt führen.

Bei abweichender Verwendung ist der Käufer für die Auswahl, Eignung und Verwendung dieses Produktes allein verantwortlich.

Registrierung: Code AC 175-CND V9099-GMDN-N° Veröffentlichung RDM 2206066