




**DATENBLATT**

Code	Beschreibung	
<b>AC 185 B/V</b>	Scherenklemme mit gebogenen spitzen – blau oder grün	
Gestalt		
		



**Nicht steriles medizinisches Gerät der Klasse I zertifiziert nach EU-Verordnung 2017/745 (MDR) gemäß Anhang II+III.**

Hergestellt aus 30% glasfaserverstärktem Nylon.

Gerät zum Greifen von Gaze und Tampons bei allgemeinen Verbandsarbeiten.

4 Schließpositionen.

Latex frei

Enthält keine Phthalate

**Qualitätskontrolle:** Sichtkontrolle

**Sterilisierbar** mit: Ethylenoxid; Gamma (bis 25kGy); Dampf (Zyklus bei 125° für 20 Minuten)

**Standardverpackung:** 600 Stück, nicht steril, im Doppelbehälter aus Polyethylen und Karton.

**Aufbewahrung:** Medizinprodukte an einem trockenen und sauberen Ort, fernab von einer direkten Wärmequelle aufbewahren.

**Lagertemperatur:** 0 ° C / 40 ° C (32 ° F / 104 ° F)

**Produktlebensdauer:** 7 Jahre

**Achtung:** Die Exposition dieses Produkts gegenüber Materialien, Chemikalien, Sterilisationsverfahren oder Lagertemperaturen außerhalb der Spezifikationen kann zu Materialveränderungen im Produkt führen. Bei abweichender Verwendung ist der Käufer für die Auswahl, Eignung und Verwendung dieses Produktes allein verantwortlich.

**Registrierung:** **Codice AC 185-CND V9099-GMDN 47570-N° Pubblicazione RDM 2206071**