

**ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ**

**Κωδικός**


**περιγραφή**

**AC 150 B**  
**AC 150 R**  
**AC 150 V**

**Λαβίδα-ψαλίδι σφράγισης σωλήνων – μπλε κόκκινη  
πράσινη**

**CE**

**εικόνα**



**Μη αποστειρωμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας I πιστοποιημένο δυνάμει του Κανονισμού ΕΕ 2017/745 (MDR) σύμφωνα με το παράρτημα II+III.**

Κατασκευασμένο από νάιλον ενισχυμένο με 30% υαλοβάμβακα, χρησιμοποιείται για το μερικό ή ολικό κλείσιμο σωλήνων πλαστικού / σιλικόνης με σκληρότητα μεταξύ 60 και 88 ShA, 4 θέσεις κλεισίματος.

Χωρίς λατέξ

Δεν περιέχει φθαλικές ενώσεις

**Ποιοτικός έλεγχος:** οπτικός

**Αποστειρώνεται** με: Αιθυλενοξειδίο, ακτίνες γάμμα (έως 25kGy), ατμό (κύκλος 125° για 20 λεπτά)

**Τυποποιημένη συσκευασία:** 800 τεμάχια χύδην, μη αποστειρωμένα, σε διπλό σάκο πολυαιθυλενίου και χαρτοκιβώτιο.

**Φύλαξη:** Φυλάξτε τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σε στεγνό και καθαρό χώρο και μακριά από άμεσες πηγές θερμότητας.

**Θερμοκρασία αποθήκευσης:** 0 ° C / 40 ° C ( 32 ° F / 104 ° F )

**Διάρκεια ζωής του προϊόντος:** 7 χρόνια

**Προσοχή:** Η έκθεση αυτού του προϊόντος σε υλικά, χημικά προϊόντα, τρόπους αποστείρωσης ή θερμοκρασίες εκτός των προδιαγραφών, μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στο υλικό του προϊόντος. Αν χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό, ο αγοραστής έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή, την καταλληλότητα και τη χρήση αυτού του προϊόντος.

**Καταχώριση:** Κωδικός AC 150-CND V9099-GMDN 40589-Ap. δημοσίευσης RDM 2206064