




KARTA TECHNICZNA

Kod	Opis	
AC 150 B AC 150 R AC 150 V	Kleszczyki do zaciskania drenów – niebieskie czerwone zielone	CE

Ilustracja



Niesterylny wyrób medyczny klasy I certyfikowany zgodnie z rozporządzeniem UE 2017/745 (MDR) zgodnie z załącznikiem II+III.

Wykonany z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym 30%, przeznaczony do częściowego lub całkowitego zamykania drenów z tworzywa sztucznego / silikonu o twardości od 60 do 88 ShA, z 4 pozycjami zamknięcia.

Nie zawiera lateksu

Nie zawiera ftalanów

Kontrola jakości: wzrokowa

Możliwość sterylizacji: tlenkiem etylenu; promieniowaniem gamma (do 25 kGy); parą (cykl w 125° przez 20 minut)

Opakowanie standardowe: 800 sztuk luzem, niesterylnych, w podwójnym woreczku polietylenowym i kartonie.

Przechowywanie: Wyroby medyczne należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Temperatura przechowywania: 0°C / 40°C (32°F / 104°F)

Okres trwałości produktu: 7 lat

Uwaga: Narażenie tego produktu na działanie materiałów, chemikaliów, metod sterylizacji lub temperatur wykraczających poza specyfikację może spowodować zmiany w materiale wyrobu.

W przypadku innego zastosowania nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór, przydatność i zastosowanie tego wyrobu.

Rejestracja: Kod AC 150-CND V9099-GMDN 40589-Publikacja nr RDM 2206064