

FICHA TÉCNICA

Código



Descrição

AC 155 B
AC 155 V

Pinça clamp em tesoura - azul ou verde



Imagem



Dispositivo médico não estéril de Classe I certificado em conformidade com o Regulamento da UE 2017/745 sobre os Dispositivos Médicos (MDR), de acordo com o Anexo II+III.

Realizado em Nylon reforçado com 30% de fibra de vidro.

Dispositivo a utilizar para prender gaze e compressas durante as operações de medicação genérica.

Também pode ser utilizado como pinça para campos cirúrgicos.

5 posições de bloqueio

Sem látex

Não contém ftalatos

Controlo de qualidade: visual

Esterilizável por: Óxido de etileno; Gama (até 25kGy); Vapor (ciclo a 125 °C durante 20 minutos)

Embalagem standard: 600 peças avulsas, não esterilizadas, em saco duplo de polietileno e caixa de cartão

Conservação: Guardar os dispositivos médicos em ambientes secos e limpos, ao abrigo de fontes de calor diretas

Temperatura de armazenamento: 0 °C / 40 °C (32 °F / 104 °F)

Prazo de validade do produto: 7 anos

Advertência: A exposição deste artigo a materiais, produtos químicos, métodos de esterilização ou temperaturas fora das especificações pode causar alterações no material do produto. Se a utilização for diferente, o comprador é o único responsável pela escolha, adequação e utilização deste produto.

Registo: Código AC 155-CND V9099-GMDN 47570-N.º Publicação RDM 427577