


FIȘĂ TEHNICĂ

Cod	Descriere	
AC 155 B AC 155 V	Clemă multifuncțională tip foarfecă – albastră sau verde	CE

Imagine



Dispozitiv medical nesteril clasa I certificat în conformitate cu Regulamentul UE 2017/745 (MDR) în conformitate cu anexa II+III.

Fabricat din nailon umplut cu 30% fibră de sticlă.

Dispozitivul trebuie utilizat pentru a prinde tifonul și tampoanele în timpul operațiunilor generice de îngrijire.

Poate fi folosit și ca dispozitiv de fixare a pânzelor 5 poziții de închidere.

Fără latex

Nu conține ftalați

Controlul calității: vizual

Poate fi sterilizat cu: Oxid de etilenă; Gamma (până la 25kGy); Abur (ciclu de 125° timp de 20 de minute)

Ambalaj standard: 600 de bucăți în vrac, nesterile, în pungă dublă din polietilenă și carton

Depozitare: Depozitați dispozitivele medicale în medii uscate și curate, departe de surse de căldură directă.

Temperatura de depozitare: 0°C / 40°C (32°F / 104°F)

Termenul de valabilitate al produsului: 7 ani

Avertisment: Expunerea acestui articol la materiale, substanțe chimice, moduri de sterilizare sau temperaturi în afara specificațiilor poate provoca modificări ale materialului produsului.

Dacă utilizarea este diferită de cea indicată, cumpărătorul este singurul responsabil pentru alegerea, caracterul adecvat și utilizarea acestui produs.

Înregistrare: Cod AC 155-CND V9099-GMDN 47570-Publicație nr. RDM 427577