





FICHA TÉCNICA

Código	Descrição	
AC 180 B	Pinça em tesoura tipo Kelly - azul	
CE		
Imagem		
		
		

Dispositivo médico não estéril de Classe I certificado em conformidade com o Regulamento da UE 2017/745 sobre os Dispositivos Médicos (MDR), de acordo com o Anexo II+III.

Para prender gazes e compressas durante os procedimentos de medicação.

4 posições de bloqueio.

Sem látex

Não contém ftalatos

Controlo de qualidade: visual

Esterilizável por: Óxido de etileno; Gama (até 25kGy); Vapor (ciclo a 125 °C durante 20 minutos)

Embalagem standard: 600 peças avulsas, não esterilizadas, em saco duplo de polietileno e caixa de cartão.

Conservação: Guardar os dispositivos médicos em ambientes secos e limpos, ao abrigo de fontes de calor diretas.

Temperatura de armazenamento: 0 °C / 40 °C (32 °F / 104 °F)

Prazo de validade do produto: 7 anos

Advertência: A exposição deste artigo a materiais, produtos químicos, métodos de esterilização ou temperaturas fora das especificações pode causar alterações no material do produto. Se a utilização for diferente, o comprador é o único responsável pela escolha, adequação e utilização deste produto.

Registo: Código AC 180-CND V9099-GMDN 47570-N.º Publicação RDM 2206071