



KARTA TECHNICZNA

Kod


Descrizione

AC 185 B/V

**Zacisk nożycowy z zakrzywionymi końcówkami –
blu / verde**



Immagine



Niesterylny wyrób medyczny klasy I certyfikowany zgodnie z rozporządzeniem UE 2017/745 (MDR) zgodnie z załącznikiem II+III.

Służy do chwytania gazików i wacików podczas wykonywania zabiegów opatrunkowych.

4 pozycje zamykania

Nie zawiera lateksu

Nie zawiera ftalanów

Kontrola jakości: wzrokowa

Możliwość sterylizacji: Tlenkiem etylenu; promieniowaniem gamma (do 25 kGy); parą (cykl w 125° przez 20 minut)

Opakowanie standardowe: 600 sztuk luzem, niesterylnych, w podwójnym woreczku polietylenowym i kartonie.

Przechowywanie: Wyroby medyczne należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Temperatura przechowywania: 0°C / 40°C (32°F / 104°F)

Okres trwałości produktu: 7 lat

Uwaga: Narażenie tego produktu na działanie materiałów, chemikaliów, metod sterylizacji lub temperatur wykraczających poza specyfikację może spowodować zmiany w materiale wyrobu. W przypadku innego zastosowania nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór, przydatność i zastosowanie tego wyrobu.

Rejestracja: Kod AC 185-CND V9099-GMDN47570-Publikacja nr RDM 2527465