

**ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ**

**Κωδικός**


**περιγραφή**

**AC 185 B  
AC 185 V**

**καμπύλες άκρες σφιγκτήρα ψαλιδιού - μπλε ή  
πράσινο**



**ΕΙΚΟΝΑ**



**Μη αποστειρωμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας I πιστοποιημένο δυνάμει του Κανονισμού ΕΕ 2017/745 (MDR) σύμφωνα με το παράρτημα II+III.**

Χρησιμοποιείται για το πιάσιμο γαζών και τολυπιών κατά τη διάρκεια διαδικασιών ιατρικής επίδεσης. 4 θέσεις κλεισίματος

Χωρίς λατέξ

Δεν περιέχει φθαλικές ενώσεις

**Ποιοτικός έλεγχος:** οπτικός

**Αποστειρώνεται με:** Αιθυλενοξειδίο, ακτίνες γάμμα (έως 25kGy)· ατμό (κύκλος 125° για 20 λεπτά)

Τυποποιημένη **συσσκευασία:** 600 τεμάχια χύδην, μη αποστειρωμένα, σε διπλό σάκο πολυαιθυλενίου και χαρτονιού.

**Φύλαξη:** Φυλάξτε τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σε στεγνό και καθαρό χώρο και μακριά από άμεσες πηγές θερμότητας.

**Θερμοκρασία αποθήκευσης:** 0 ° C / 40 ° C ( 32 ° F / 104 ° F )

**Διάρκεια ζωής του προϊόντος:** 7 χρόνια

**Προσοχή:** Η έκθεση αυτού του προϊόντος σε υλικά, χημικά προϊόντα, τρόπους αποστείρωσης ή θερμοκρασίες εκτός των προδιαγραφών, μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στο υλικό του προϊόντος. Αν χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό, ο αγοραστής έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή, την καταλληλότητα και τη χρήση αυτού του προϊόντος.

**Καταχώριση:** Κωδικός AC 185-CND V9099-GMDN 47570-RDM Αρ. δημοσίευσης 2527465